



Postbus 17
 7480 AA Haaksbergen
 E-mail: ihb@ihbinternational.nl
 Web: www.ihbinternational.nl

Tel. + 31 (0)53 57 431 43
 Mob. + 31 (0)63 01 548 26
 Fax + 31 (0)84 87 266 72

BTW nr. 1014.51.556.B.02

Trumpf Trumatic L 3030 Lasersnijmachine / Laserschneider / Laser cutting machine

€ -	prijs per stuk / each		
€ 60.000	totaalprijs / total amount		prijs / price
code 1786-14		excl.	TRANSPORT / BTW / VAT/as is where is
Omschrijving/description	CAT A NH		

This Laser Cutting Machine is in excellent shape and can be inspected in use until the end of 2011.

make:	Trumpf Trumatic L 3030
YOM	1998
Laser TLF 4000	2005
Table	150 x 300
available from appr.	1-1-2012

Video available on 
<http://www.youtube.com/watch?v=lpfT7M0WY04>





Postbus 17
7480 AA Haaksbergen
E-mail: ihb@ihbinternational.nl
Web: www.ihbinternational.nl

Tel. + 31 (0)53 57 431 43
Mob. + 31 (0)63 01 548 26
Fax + 31 (0)84 87 266 72

BTW nr. 1014.51.556.B.02



Industriële Handels Bemiddeling voor o.a.:


Machines • Incurante voorraden • Magazijninventarissen • Kantoorinventarissen • Fabrieksinrichtingen • Bouwmaterialen • Grondstoffen • Etc.



Postbus 17
 7480 AA Haaksbergen
 E-mail: ihb@ihbinternational.nl
 Web: www.ihbinternational.nl

Tel. + 31 (0)53 57 431 43
 Mob. + 31 (0)63 01 548 26
 Fax + 31 (0)84 87 266 72

BTW nr. 1014.51.556.B.02



TRUMPF Wasserzusätze in den Kühlkreisläufen
 Die Farben im Schild finden sich auf den Verschlüssen der Flaschen wieder.

Gültig für TLF Laser:		TLF 700 - TLF 6000			
Kühlaggregat:	L 14/16 TR 3	L 15/21 TR 3	L 16/29 TR 3	L 30/36 TK 3	L 31/37 TR 3
Mat.-Nr. Easy-Kit:	0370000 (32 kleine Flaschen mit 20 / 30 ml Inhalt)				

Betriebs-Kühlaggregat

Kühlwasser wird komplett ausgetauscht. Anzahl der 20ml-Flaschen pro Kühlkreislauf je Standardaufstellung inkl. Schlauchvolumen		Kühlwasser wird teilweise ersetzt. Wasserzusätze nur zugeben, wenn pro Tank mehr als die angegebene Wassermenge ersetzt wird.	
KK1-Cu Copper Inhibitor 73199	Lasar Biocide 2594	KK2-AI Aluminium Inhibitor 2513	Lasar Biocide 2594
1 Flasche	1 Flasche	1 Flasche	2 Flaschen
KK1-Cu Copper Inhibitor 73199	Lasar Biocide 2594	KK2-AI Aluminium Inhibitor 2513	Lasar Biocide 2594
1 Flasche	1 Flasche	1 Flasche	2 Flaschen

Reinigungslauf Kühlaggregat alle 6 Monate
 Sanitizer ST 40 nur während der Reinigung zugeben. Sanitizer ST 40 nie im Betrieb zugeben.

KK1-Cu Sanitizer ST 40	KK2-AI Sanitizer ST 40
1 20ml-Flasche	2 20ml-Flaschen



Replaced by a TLF 4000 T in 2005